




【外形図】 内部有効寸法(mm) W : 外寸-150×D : 615×H : 1200

【配管立上り位置】 据付天井高 >2400mm



W : 給水 20A  
D : 排水 40A  
E : 電気 AC100V 20A×1回路  
(M) : その他 圧空・窒素・真空他  
(オプション)

- 1.上記斜線内に配管を立上げてください。
- 2.運転信号、増設コンセント、ファン電源は別途お打合せとなります。
- 3.スクラパーユニット設置床面には配管を立上げないでください。