

製品型式	タイプ	寸法 W×D×H(mm)	質量(約kg)	ボトル容量25ml	ボトル容量100ml	ボトル容量250ml	ボトル容量500ml	ボトル容量1ℓ
BC-3	標準	440×620× 800	32	450本(5段)	192本(4段)	54本(3段)	45本(3段)	24本(2段)
BC-3-D	2重ロック	440×620× 800	34	450本(5段)	192本(4段)	54本(3段)	45本(3段)	24本(2段)
BCH-3	大瓶収納	485×620×1300	48	—	—	—	75本(5段)	48本(4段)

※ボトル収容本数は概算のため仕切り板の位置により多少変動があります。