

	900	1200	1500	1800	2100
製品型式	DFA10-AA09-AA	DFA10-AA12-AA	DFA10-AA15-AA	DFA10-AA18-AA	DFA10-AA21-AA
寸法 W×D×H(mm)	900×900×2250	1200×900×2250	1500×900×2250	1800×900×2250	2100×900×2250
質量(約kg)	172	196	236	277	318
作業サッシ高さ(mm)	400	400	400	400	400
排気風量(CMH)	330	440	540	650	760
ダクト呼び径(mm)	φ200	φ200	φ200	φ200	φ200
本体静圧(Pa)	40	70	80	85	120