

	1200		1500		1800	
製品型式	DFC16-KC12-AA		DFC16-KC15-AA		DFC16-KC18-AA	
寸法 W×D×H(mm)	1200×1000×2250		1500×1000×2250		1800×1000×2250	
運転質量(約kg)	317		391		465	
作業サッシ高さ(mm)	400		400		400	
制御風速(m/s)	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40	0.50
排気風量(CMH)	720	900	920	1160	1120	1400
ダクト呼び径(mm)	φ200	φ200	φ250	φ250	φ250	φ250
本体静圧(Pa)	200	300	180	260	200	320

実験の内容により制御風速を選定してください。