

【仕様】		SC-10BGB	SC-13BGB	SC-16BGB	SC-19BGB
製品型式					
清浄度		ISOクラス5(クラス100)			
集塵効率		0.3 μ m以上粒子(大気塵)にて99.99%以上			
集塵要素	給気フィルタ	(3A-449150TAD)×1	(3A-4412250TAD)×1	(3A-447650TAD)×2	(3A-449150TAD)×2
	排気フィルタ	(3A-204565TLAD)×1	(3A-204565TLAD)×1	(3A-205865TLAD)×1	(3A-205865TLAD)×1
処理風量	給気(約m ³ /min)	11.7	15.3	19.0	22.6
	排気(約m ³ /min)	2.5	2.5	3.2	3.2
吹出風速(m/sec)		0.45~0.51	0.45~0.51	0.45~0.51	0.45~0.51
電源		AC100V 1 ϕ 50/60Hz			
消費電力(約W)		190(設備電力:310VA)	210(設備電力:350VA)	270(設備電力:440VA)	330(設備電力:550VA)
送風機 *DCブラシレスモータ		1	1	1	1
LED照明(W)		5.3×2	8.6×2	11.6×2	14.5×2
殺菌灯(W) *インバータ		15×1	15×2	15×2	15×2
質量(約kg)		180	200	240	280

本体:鋼板製焼付塗装
 作業台:ステンレス(SUS304)
 シャッター:無色透明強化ガラス t5

*給排気フィルタ:超薄型HEPAフィルタです。
 *個々の吹出風速値は設定値±20%以内です。(吹出口下流100mmにて測定時)
 *消費電力は吹出風速:0.45m/sec時の数値です。(プラス調整可能)

オプション
 バキューム配管、オートピペット固定式ハンガーパイプ、可動式ハンガーパイプ、HEPAフィルタ差圧計、エアカーテン