

【仕様】		SC-750T	SC-1000T
製品型式		SC-750T	SC-1000T
清浄度		ISOクラス5(クラス100)	
集塵効率		0.3 μ m粒子(大気塵)にて99.99%以上	
集塵要素	メインフィルタ プレフィルタ	低圧損型HEPAフィルタ 丸型サランネットフィルタ	
処理風量(約m ³ /min)		5.0	8.0
吹出風速(m/sec)		0.34	0.40
電源		AC100V 1 ϕ 50/60Hz	
消費電力(約W)		60(コンセントを除く)	90(コンセントを除く)
LED照明(W)		5.3 \times 2	8.2 \times 2
殺菌灯(W)		15 \times 1	
質量(約kg)		50	60
構造		本体・背板:鋼板製焼付塗装、作業台:ステンレス(SUS304)	
付属品		電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ)、サーキットプロテクター	