

仕様

製品型式	PQ-P-1300	PQ-P-1500
外形寸法 W×D×H(mm)	1350×750×2200	1550×750×2200
内部有効寸法 W×D×H(mm)	1200×650×900	1400×650×900
本体外装主材	スチール製焼付塗装仕上	
内装	ステンレス(SUS304)	
内部清浄度	クラス100	
捕集効率	0.3μm粒子にて99.99%以上	
捕集要素	HEPAフィルタ	
グローブポート	3	
照明	LED	
電源	AC100V 50/60Hz 10A	
質量(約 kg)	310	350