

仕様

製品型式	SC-10FAG	SC-13FAG	SC-16FAG	SC-19FAG
清浄度	ISOクラス5(クラス100)			
集塵効率	0.3 μ m以上粒子(大気塵)にて99.99%以上			
集塵要素 : メインフィルタ	CD3103680 $\times$ 1	CD3101269 $\times$ 1	CD3103681 $\times$ 2	CD3103680 $\times$ 2
: プレフィルタ	(380 $\times$ 280 $\times$ t12) $\times$ 2	(530 $\times$ 280 $\times$ t12) $\times$ 2	(680 $\times$ 280 $\times$ t12) $\times$ 2	(835 $\times$ 280 $\times$ t12) $\times$ 2
処理風量(約m ³ /min)	10.3	13.8	17.3	20.8
吹出風速(約m/sec)	0.45	0.45	0.45	0.45
電源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz			
消費電力(約W)	220(設備電力: 370VA)	250(設備電力: 420VA)	280(設備電力: 460VA)	350(設備電力: 570VA)
送風機 *DCブラシレスモータ	1	1	1	1
照明(W) *インパータ式ツイン蛍光灯	36 $\times$ 2	36 $\times$ 2	36 $\times$ 2	36 $\times$ 3
質量(約 kg)	170	190	230	270
構造	本体・背板: 鋼板製焼付塗装、作業台: ステンレス(SUS304) 前面シャッター: 無色透明強化ガラス t5、シャッターカバー: アルミ押出材焼付塗装			

*メインフィルタ: 超薄型HEPAフィルタ、プレフィルタ: 不織布フィルタです。 *風量、風速はプラス調整可能です。 *消費電力は吹出風速: 0.45m/sec時の値です。

*送風機はDCブラシレスモータを採用(風量コントロール可能)