

仕様

製品型式	SC-10MAC		SC-13MAC	
清浄度	ISOクラス5(クラス100)			
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上			
集塵要素：メインフィルタ	HEPAフィルタ			
：プレフィルタ	不織布フィルタ			
処理風量(約m ³ /min)[可変]	9.8		16	
吹出風速(m/sec)：メイン	0.32		0.40	
：エアカーテン	1.0		1.3	
電源	AC100V 1φ 50/60Hz			
消費電力(約VA)	170		330	
質量(約 kg)	60		80	