

| 製品型式 | 寸法W×D×H (mm) | 質量 (約kg) | 開口風速 (m/s) | 電源(V) | 最大消費電力 (W) | 騒音 (dBA) | 開口部形状 |
|---------|-------------------|-------------|---------------|-------|---------------|-------------|-------|
| BC8004D | 820 × 580 × 1130 | 75 | 0.5 | 100 | 90 | <55 | 楕円型 |
| BC1206D | 1220 × 580 × 1130 | 100 | | | 165 | <60 | 台形型 |