

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
900	DFA20-AA09-AA	900 × 900 × 2450	183	400	330	φ200	40
1200	DFA20-AA12-AA	1200 × 900 × 2450	210	400	440	φ200	70
1500	DFA20-AA15-AA	1500 × 900 × 2450	252	400	540	φ200	80
1800	DFA20-AA18-AA	1800 × 900 × 2450	296	400	650	φ200	85
2100	DFA20-AA21-AA	2100 × 900 × 2450	340	400	760	φ200	120