

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFA40-XX12-AA	1200×900×2450	215	350	0.40	910	φ250	40
					0.50	1140	φ250	55
1500	DFA40-XX15-AA	1500×900×2450	260	350	0.40	1140	φ250	55
					0.50	1420	φ250	85
1800	DFA40-XX18-AA	1800×900×2450	305	350	0.40	1360	φ250	70
					0.50	1700	φ300	140
2100	DFA40-XX21-AA	2100×900×2450	350	350	0.40	1590	φ300	130
					0.50	1990	φ300	185

実験の内容により制御風速を選定してください。