

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFC13-AA12-MA	1200×1000×2250	245	400	0.40	720	φ200	140
					0.50	900	φ200	215
1500	DFC13-AA15-NA	1500×1000×2250	300	400	0.40	920	φ250	140
					0.50	1160	φ250	220
1800	DFC13-AA18-PA	1800×1000×2250	354	400	0.40	1120	φ250	185
					0.50	1400	φ250	285

実験の内容により制御風速を選定してください。