

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	運転質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFC14-KC12-AA	1200×850×2600	309	400	0.40	720	φ200	350
					0.50	900	φ200	530
1500	DFC14-KC15-AA	1500×850×2600	384	400	0.40	920	φ250	350
					0.50	1160	φ250	550
1800	DFC14-KC18-AA	1800×850×2600	460	400	0.40	1120	φ250	350
					0.50	1400	φ250	550

実験の内容により制御風速を選定してください。