

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1500	DFC40-XX15-AA	1500×850×2250	248	350	0.40	1020	φ250	55
					0.50	1280	φ250	85
1800	DFC40-XX18-AA	1800×850×2250	292	350	0.40	1250	φ250	85
					0.50	1500	φ250	120
2100	DFC40-XX21-AA	2100×850×2250	340	350	0.40	1480	φ300	115
					0.50	1850	φ300	180

実験の内容により制御風速を選定してください。