

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
<b>1200</b>	<b>DFC50-KA12-AA</b>	1200×850×2250	229	500	0.5	1180	φ250	65
<b>1500</b>	<b>DFC50-KA15-AA</b>	1500×850×2250	274	500	0.5	1520	φ300	85
<b>1800</b>	<b>DFC50-KA18-AA</b>	1800×850×2250	323	500	0.5	1850	φ300	120