

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFC53-VA12-AA	1200×850×2250	210	400	0.5	900	φ200	120
1500	DFC53-VA15-AA	1500×850×2250	247	400	0.5	1160	φ250	70
1800	DFC53-VA18-AA	1800×850×2250	290	400	0.5	1400	φ250	105