

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)	交換推奨 差圧値
1200	DFC79-AA12-AA	1200×1000×2250	237	400	0.40	720	φ300	130	200
					0.50	900	φ300	165	250
1500	DFC79-AA15-AA	1500×1000×2250	294	400	0.40	920	φ300	135	210
					0.50	1160	φ300	170	260
1800	DFC79-AA18-AA	1800×1000×2250	347	400	0.40	1120	φ300	140	210
					0.50	1400	φ300	180	270

実験の内容により制御風速を選定してください。