

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクトサイズ (mm)
<b>1200</b>	<b>DFC80-SB12-AA</b>	1200×750×2300	230	500	0.5	1180	200×300
<b>1500</b>	<b>DFC80-SB15-AA</b>	1500×750×2300	250	500	0.5	1520	200×400
<b>1800</b>	<b>DFC80-SB18-AA</b>	1800×750×2300	290	500	0.5	1850	200×450