

呼び寸法	製品型式	寸法W × D × H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクトサイズ (mm)
1200	DFC82-SX12-AA	1200 × 750 × 2300	270	600	0.5	1330	200 × 400
1500	DFC82-SX15-AA	1500 × 750 × 2300	310	600	0.5	1740	200 × 500
1800	DFC82-SX18-AA	1800 × 750 × 2300	340	600	0.5	2140	200 × 550