

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
600	DFD10-AV06-AA	600×600×1000	49	300	0.4	240	φ150	40
					0.5	300	φ150	80
900	DFD10-AV09-AA	900×600×1000	62	300	0.4	390	φ150	95
					0.5	490	φ150	150

実験の内容により制御風速を選定してください。