

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	換気回数 回/時間	排気風量 (CMH)	外径 (mm)	本体静圧 (Pa)
<b>1500</b>	DFD41 <b>-AH15-AA</b>	1500 × 1500 × 1250	138	100	280	φ150 × 1	37
<b>1800</b>	DFD41 <b>-AH18-AA</b>	1800 × 1500 × 1250	153	100	340	φ150 × 1	54
<b>2400</b>	DFD41 <b>-AH24-AA</b>	2400 × 1500 × 1250	198	100	450	φ150 × 2	25
<b>3000</b>	DFD41 <b>-AH30-AA</b>	3000 × 1500 × 1250	228	100	560	φ150 × 2	37
<b>3600</b>	DFD41 <b>-AH36-AA</b>	3600 × 1500 × 1250	258	100	680	φ150 × 2	54

※下台は別途