

製品型式	タイプ	外形寸法W×D×H (mm)	開口流入風速 (通常/低風速)(m/s)	排気風量 (通常/低風速)(約m³/min)	電源
CSW-900	室内排気型	900×850×1755	0.5/0.3	7.1/4.3	AC1φ100V 約 800W
CSW-1200	室内排気型	1200×850×1755	0.5/0.3	9.5/5.7	AC1φ100V 約 800W
CSW-1500	室内排気型	1500×850×1755	0.5/0.3	11.9/7.2	AC1φ100V 約 800W
CSW-1800	室内排気型	1800×850×1755	0.5/0.3	14.3/8.6	AC1φ100V 約1300W