

標準仕様

容量	ガンマ線滅菌対応可否	フランジサイズ	ガスケット溶着	シーリング
5L	可	3インチ	有	V-Fold/Weloc
	可	4インチ	有	V-Fold/Weloc
10L	可	3インチ	有	V-Fold/Weloc
	可	4インチ	有	V-Fold/Weloc
25L	可	3インチ	有	V-Fold/Weloc
	可	4インチ	有	V-Fold/Weloc
50L	可	4インチ	有	V-Fold/Weloc
	可	6インチ	無	V-Fold/Weloc (ガンマ線滅菌処理時は V-Foldのみ可)
100L	可	6インチ	無	V-Fold/Weloc (ガンマ線滅菌処理時は V-Foldのみ可)