

標準仕様

型式		PQ-P-1300	PQ-P-1500
外形寸法		W1350×D750×H2200mm	W1550×D750×H2200mm
作業エリア		W1200×D650×H900mm	W1400×D650×H900mm
材質	内装	SUS304 パフ#400仕上げ	
	外装	SECC塗装仕上げ	
照明		LED 2灯	
内部清浄度		クラス100	
捕集要素		HEPAフィルタ	
捕集効率		0.3 μ m粒子にて99.99%以上	
フレキシブルグローブステーション		ArmorFlex™	
グローブポート		3ヶ	
電源		AC100V 50/60Hz 10A	
計装エア		250NL/min	250NL/min
製品重量(約)		200kg	250kg