

## 標準仕様

型式	CSW-900	CSW-1200	CSW-1500	CSW-1800
外形寸法	W900×D850×H1755mm	W1200×D850×H1755mm	W1500×D850×H1755mm	W1800×D850×H1755mm
本体構造	本体外装／架台フレーム：スチール製焼付塗装仕上げ、フード／バツフル板：透明アクリルパネル エアウイング／作業トレー：SUS304 バフ#400仕上げ、天板：レグルス、シュアパック®方式			
塗装色	ホワイト			
排気形式	室内排気型(ファン内蔵)			
排気風量(通常モード/低風速モード)(約)	7.1m <sup>3</sup> /min/4.3m <sup>3</sup> /min	9.5m <sup>3</sup> /min/5.7m <sup>3</sup> /min	11.9m <sup>3</sup> /min/7.2m <sup>3</sup> /min	14.3m <sup>3</sup> /min/8.6m <sup>3</sup> /min
排気ファン台数	1			2
捕集要素/集塵効率	HEPAフィルタ/0.3μm粒子にて99.99%以上			
HEPAフィルタ枚数	1		2	
開口流入風速(通常モード/低風速モード)	0.5m/s/0.3m/s			
電源	AC1φ 100V 50/60Hz 約800W			AC1φ 100V 50/60Hz 約1300W