

標準仕様

型 式	NST-900	NST-1200
外形寸法	W900×D730×H903.2mm	W1200×D730×H903.2mm
本体構造	本体外装：スチール製焼付塗装仕上げ フード(作業域)：透明アクリルパネル 作業トレー：SUS304 バフ#400仕上げ シュアパック®方式	
排気形式	室内排気型(ファン内蔵)	
開口流入風速	0.5m/s以上	
集塵要素	HEPAフィルタ	
集塵効率	0.3 μ m粒子にて99.99%以上	
電源	AC1 ϕ 100V50/60Hz 15A	
塗装色	本体外装：ホワイトグレー	
排気風量(約)	6.0m ³ /min	8.0m ³ /min