

## AGLTS仕様

バッテリー駆動	リチウムイオン電池、3.7V-8.7Ah、連続運転約3時間、充電時間約4時間
ポンプ内蔵	ガスケットシール圧力約2bar、標準テスト圧力800~1000Pa
測定時間	6分~10分(標準的な使用の場合)
外形寸法・重量(約)	W210mm×D120mm×H400mm、4.4kg

## ドッキングステーション仕様

電源	100VAC、50/60Hz、最大230W
ユニットモデル	4AGLTSユニット:最大4ユニット 8AGLTSユニット:最大8ユニット
PC	タッチスクリーンタイプ 12.1inch
外形寸法・重量(約)	4ユニットモデル:W600mm×D510mm×H1065mm、60kg 8ユニットモデル:W1000mm×D510mm×H1065mm、70kg