

製品型式	タイプ	寸法 W×D×H(mm)	質量(約kg)	ボトル容量25 <i>ml</i>	ボトル容量100 <i>ml</i>	ボトル容量250 <i>ml</i>	ボトル容量500 <i>ml</i>	ボトル容量1 <i>ℓ</i>
BC-5	標準	680×620× 800	51	750本(5段)	320本(4段)	90本(3段)	75本(3段)	40本(2段)
BC-5-D	2重ロック	680×620× 800	53	750本(5段)	320本(4段)	90本(3段)	75本(3段)	40本(2段)
BCH-5	大瓶収納	755×620×1300	81	—	—	—	125本(5段)	80本(4段)

※ボトル収容本数は概算のため仕切り板の位置により多少変動があります。