

	1200		1500		1800	
製品型式	DFC15-KA12-RA		DFC15-KA15-RA		DFC15-KA18-SA	
寸法 W×D×H(mm)	600+1200×850×2250		600+1500×850×2250		750+1800×850×2250	
運転質量(約kg)	420		512		560	
作業サッシ高さ(mm)	400		400		400	
制御風速(m/s)	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40	0.50
排気風量(CMH)	720	900	920	1160	1120	1400
ダクト呼び径(mm)	φ200	φ200	φ250	φ250	φ250	φ250
本体静圧(Pa)	245	375	310	495	360	565

実験の内容により制御風速を選定してください。