

	1200		1500		1800	
製品型式	DFD51-BV12-BA		DFD51-BV15-BA		DFD51-BV18-BA	
寸法 W×D×H(mm)	1200×1500×1400		1500×1500×1400		1800×1500×1400	
質量(約kg)	167		193		218	
作業サッシ高さ(mm)	400		400		400	
制御風速(m/s)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
排気風量(CMH)	750	940	1000	1220	1200	1500
ダクト呼び径(mm)	φ250		φ250		φ250	
本体静圧(Pa)	45	75	70	120	110	170

実験の内容により制御風速を選定してください。