

製品型式	ロッカー形	
	ACL-1MU	ACL-2MU
清浄度	ISOクラス7 Fed.Std209D	
集塵効率	0.3 μ m粒子にて99.99%以上	
プレフィルタ	不織布フィルタ	
メインフィルタ	HEPAフィルタ	
風量(約 m ³ /min)	1	2
構造	フィルタユニット～MAC-10FR(樹脂製)	
	ロッカー～鋼板製焼付塗装	
	棚(上・下)～スノコ式	
電源(V)	AC100 1 ϕ 50/60Hz	
消費電力(約 VA)	50	100
重量(約 kg)	30	70
殺菌灯	15W \times 1灯	15W \times 2灯
	扉を開けると、殺菌灯は自動的に消灯します	

(殺菌灯タイマはオプション)