

型式	BHC-T700IIA1
集塵効率	0.3 $\mu$ m粒子(大気塵)にて99.99%以上
集塵要素	給気フィルタ：HEPAフィルタ、排気フィルタ：HEPAフィルタ
処理風量(m <sup>3</sup> /min)	給気：約5.0、排気：約3.7
作業室内風速(m/sec)	約0.28
前面吸込風速(m/sec)	約0.44
電源	AC100V 1 $\phi$ 50/60Hz
消費電力	約300VA(送風機+照明運転時、コンセント容量は含まず)
照明	36W昼光色ツイン蛍光灯×1 (インバータ式)
殺菌灯	15W×1(インバータ式)
重量(kg)	約125
最小搬入寸法	W900×D700×H1270(左記寸法+20mm程度の余裕を取ってください)
構造	本体：製鋼板製焼付塗装、作業室：SUS304

## オプション

電子着火式ガスバーナー、鋼板製専用架台、オートピペット、専用ハンガーパイプ、ドレンコック、パキュームコック、室外排気チャンバー