

仕様

製品型式	NSE-T900IIA2
集塵効率	0.3 μ m粒子にて99.99%以上
集塵要素：給気HEPAフィルタ	3A-316180TLPUF
：排気HEPAフィルタ	3A-682450TLPU
：プレフィルタ	サランネットフィルタ
給気処理風量(約 m ³ /min)	5.7
排気処理風量(約 m ³ /min)	4.4
吹出風速(約 m/s)	0.32
流入風速(約 m/s)	0.53
電源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz
消費電力(約 W)	160(ファン+照明運転時、コンセント容量は含まず)
設備電力(約 VA)	160
LED照明(W)	8 \times 3
殺菌灯(W) *インバータ式	15 \times 1
質量(約 kg)	90
最小搬入寸法 W \times D \times H(mm)	900 \times 650 \times 1210
本体外装	鋼板製焼付塗装

*右記のメンテナンス空間を確保してください。(背面10cm、天井50cm、左右側面20cm、前面1m)

オプション

電子着火式ガスバーナー、鋼板製専用架台、オートピペット、専用ハンガーパイプ、ドレンコック、バキュームコック、室外排気チャンパー