

仕様

製品型式	NSE-T900 II B2
集塵効率	0.3 μ m粒子にて99.99%以上
集塵要素：給気HEPAフィルタ	CD3203374
：排気HEPAフィルタ	CD3203370
：プレフィルタ	不織布フィルタ
給気処理風量(約 m ³ /min)	5.3
排気処理風量(約 m ³ /min)	9.8
吹出風速(約 m/s)	0.3
流入風速(約 m/s)	0.53
電源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz
消費電力(約 W)	250(送風機+照明運転時、コンセント容量は含まず)
設備電力(約 VA)	250
LED照明(W)	8 \times 3
殺菌灯(W) *インバータ式	15 \times 1
質量(約 kg)	105
最小搬入寸法 W \times D \times H(mm)	900 \times 675 \times 1200(排気チャンパー分割時 但し左記寸法+20mm程度の余裕を取ってください)
本体外装	鋼板製焼付塗装 *抗菌塗装

*右記のメンテナンス空間を確保してください。(背面10cm、天井・左側面30cm、右側面50cm、前面1m)

*排気ダクトは密閉ダクト接続とし、単独排気を行ってください。(風量低下警報装置付を推奨)

*排気ファンは、処理風量時にダクト経路の圧力損失分プラス50Paを満足するファンを選定してください。

オプション

鋼板製専用架台、オートピペット、専用ハンガーパイプ、ドレンコック(鋼板製専用架台付に限る)

警報

下記の場合、ブザーおよび表示(表示器)にて異常を警報します。

- 1) 前面シャッターが200mm以上開放された時 2) 送風機異常発生時 3) 排気風量不足時(正常時の80%以下)