

■仕様表

製品型式	SC-10BGB	SC-13BGB	SC-16BGB	SC-19BGB
清浄度	ISOクラス5(クラス100)			
集塵効率	0.3 μ m以上粒子(大気塵)にて99.99%以上			
集塵要素 : 給気フィルタ	(3A-449150TAD) × 1	(3A-4412250TAD) × 1	(3A-447650TAD) × 2	(3A-449150TAD) × 2
: 排気フィルタ	(3A-204565TLAD) × 1	(3A-204565TLAD) × 1	(3A-205865TLAD) × 1	(3A-205865TLAD) × 1
処理風量 : 給気(m ³ /min)	約11.7	約15.3	約19.0	約22.6
: 排気(m ³ /min)	約2.5	約2.5	約3.2	約3.2
吹出風速(m/sec)	0.45 ~ 0.51	0.45 ~ 0.51	0.45 ~ 0.51	0.45 ~ 0.51
電源	AC 100V 1 ϕ 50/60Hz			
消費電力(W)	約190(設備電力: 320VA)	約250(設備電力: 420VA)	約340(設備電力: 560VA)	約450(設備電力: 740VA)
送風機 *DCブラシレスモータ	1	1	1	1
照明 *インバータ式ツイン蛍光灯	36W × 1	36W × 2	36W × 2	36W × 3
殺菌灯 *インバータ	15W × 1	15W × 2	15W × 2	15W × 2
重量(kg)	約180	約200	約240	約280
構造	本体: 鋼板製焼付塗装、作業台: SUS304ヘアライン仕上、シャッター: 無色透明強化ガラス t5			

*給排気フィルタ: 超薄型HEPAフィルタです。 *個々の吹出風速値は設定値 \pm 20%以内です。(吹出口下流100mmにて測定時)

*消費電力は吹出風速: 0.45m/sec時の数値です。(プラス調整可能) *送風機はDCブラシレスモータです。

オプション

バキューム配管、オートピペット固定式ハンガーパイプ、可動式ハンガーパイプ、HEPAフィルタ差圧計、エアーカーテン