

■仕様表

型式	SC-10FAG	SC-13FAG	SC-16FAG	SC-19FAG
清浄度	ISOクラス5(クラス100)			
集塵効率	0.3 μ m以上粒子(大気塵)にて99.99%以上			
集塵要素 : メインフィルタ	3A-449150TAD×1	3A-4412250TAD×1	3A-447650TAD×2	3A-449150TAD×2
: プレフィルタ	(380×280×t12)×2	(530×280×t12)×2	(680×280×t12)×2	(835×280×t12)×2
処理風量(m ³ /min)	約10.3	約13.8	約17.3	約20.8
吹出風速(m/sec)	約0.45	約0.45	約0.45	約0.45
電源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz			
消費電力(W)	約220(設備電力: 370VA)	約250(設備電力: 420VA)	約280(設備電力: 460VA)	約350(設備電力: 570VA)
送風機 *DCブラシレスモータ	1	1	1	1
照明 *インバータ式ツイン蛍光灯	36W×2	36W×2	36W×2	36W×3
重量(kg)	約170	約190	約230	約270
構造	本体・背板: 鋼板製焼付塗装、作業台: SUS304ヘアライン仕上 前面シャッター: 無色透明強化ガラス t5、シャッターカバー: アルミ押出材焼付塗装			

*メインフィルタ: 超薄型HEPAフィルタ、プレフィルタ: 不織布フィルタです。

*風量、風速はプラス調整可能です。

*消費電力は吹出風速: 0.45m/sec時の値です。

*送風機はDCブラシレスモータを採用(風量コントロール可能)