

■仕様表

製品型式	SC-13MAC
清浄度	ISOクラス5(クラス100)
集塵効率	0.3 μ mDOP粒子にて99.99%以上
集塵要素	メインフィルタ：超薄型HEPAフィルタ
	プレフィルタ：ナイロン製不織布フィルタ
処理風量(m ³ /min)[可変]	約17
吹出風速(m/sec)	メイン：0.45
	エアカーテン：1.3
電源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz
消費電力(VA)	約360
重量(kg)	約80

構造：本体…鋼板製焼付塗装
作業台…カラー合板20t
側面板…無色透明塩ビ