

## ■仕様表

製品型式	SC-750T
清浄度	ISOクラス5(クラス100)
集塵効率	0.3 $\mu$ m粒子(大気塵)にて99.99%以上
集塵要素：メインフィルタ	低圧損型HEPAフィルタ
：プレフィルタ	丸型サランネットフィルタ
処理風量(m <sup>3</sup> /min)	約5.0
吹出風速(m/sec)	約0.34
電源	AC100V 1 $\phi$ 50/60Hz
消費電力(W)	約60(コンセントを除く)
照明	LED5.3W $\times$ 2
殺菌灯	15W $\times$ 1
重量(kg)	約50
構造	本体・背板：鋼板製焼付塗装、作業台：SUS304ヘアライン仕上
付属品	電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ)、サーキットプロテクター

\* 1000Wのラインアップもあります。