

仕様

製品型式	SC-10BGB	SC-13BGB	SC-16BGB	SC-19BGB
清浄度	ISOクラス5(クラス100)			
集塵効率	0.3 μ m以上粒子(大気塵)にて99.99%以上			
集塵要素 : 給気フィルタ	(3A-449150TAD) × 1	(3A-4412250TAD) × 1	(3A-447650TAD) × 2	(3A-449150TAD) × 2
: 排気フィルタ	(3A-204565TLAD) × 1	(3A-204565TLAD) × 1	(3A-205865TLAD) × 1	(3A-205865TLAD) × 1
処理風量 : 給気(約m ³ /min)	11.7	15.3	19.0	22.6
: 排気(約m ³ /min)	2.5	2.5	3.2	3.2
吹出風速(m/sec)	0.45 ~ 0.51	0.45 ~ 0.51	0.45 ~ 0.51	0.45 ~ 0.51
電源	AC 100V 1 ϕ 50/60Hz			
消費電力(約W)	190(設備電力: 310VA)	210(設備電力: 350VA)	270(設備電力: 440VA)	330(設備電力: 550VA)
送風機 *DCブラシレスモータ	1	1	1	1
LED照明(W)	5.3 × 2	8.6 × 2	11.6 × 2	14.5 × 2
殺菌灯(W) *インパータ	15 × 1	15 × 2	15 × 2	15 × 2
質量(約 kg)	180	200	240	280
構造	本体: 鋼板製焼付塗装、 作業台: ステンレス(SUS304)、 シャッター: 無色透明強化ガラス t5			

*給排気フィルタ: 超薄型HEPAフィルタです。 *個々の吹出風速値は設定値 \pm 20%以内です。(吹出口下流100mmにて測定時)

*消費電力は吹出風速: 0.45m/sec時の数値です。(プラス調整可能)

オプション

バキューム配管、オートピペット固定式ハンガーパイプ、可動式ハンガーパイプ、HEPAフィルタ差圧計、エアカーテン