

仕様

製品型式	SC-750T	SC-1000T
清浄度	ISOクラス5(クラス100)	
集塵効率	0.3 μ m粒子(大気塵)にて99.99%以上	
集塵要素：メインフィルタ	低圧損型HEPAフィルタ	
：プレフィルタ	丸型サランネットフィルタ	
処理風量(約m ³ /min)	5.0	8.0
吹出風速(約m/sec)	0.34	0.40
電源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz	
消費電力(約W)	60(コンセントを除く)	90(コンセントを除く)
LED照明(W)	5.3 \times 2	8.2 \times 2
殺菌灯(W)	15 \times 1	
質量(約 kg)	50	60
構造	本体・背板：鋼板製焼付塗装、作業台：ステンレス(SUS304)	
付属品	電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ)、サーキットプロテクター	