

製品型式	タイプ	外形寸法(mm)	重量 (kg)	ボトル容量				
				25 ml	100 ml	250 ml	500 ml	1 $ℓ$
BC-3	通常 2重ロック	440 × 620 × 800	32	450本(5段)	192本(4段)	54本(3段)	45本(3段)	24本(2段)
BC-3-D			34					
BCH-3	大瓶収納	485 × 620 × 1300	48				75本(5段)	48本(4段)

※ボトル収容本数は概算のため仕切り板の位置により多少変動があります。