

製品型式	タイプ	寸法 W × D × H (mm)	引出段 / 列数	質量 (kg)	ボトル容量				
					25ml	100ml	250ml	500ml	1ℓ
BCB-3	大量収納	485 × 620 × 1800	2段 / 3列	70	900本(5段)	384本(4段)	108本(3段)	90本(3段)	72本(3段)
BCB-5	大量収納	755 × 620 × 1800	2段 / 5列	100	1500本(5段)	840本(4段)	180本(3段)	150本(3段)	120本(3段)

※ボトル収容本数は概算のため仕切り板の位置により多少変動があります。