

| 呼び寸法 | 製品型式 | 寸法W×D×H (mm) | 質量 (約kg) | 作業サッシ高さ (mm) | 排気風量 (CMH) | ダクト呼び径 (mm) | 本体静圧 (Pa) |
|-------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1200 | DFB10-AA12-AA | 1200×850×2250 | 201 | 400 | 480 | φ200 | 35 |
| 1500 | DFB10-AA15-AA | 1500×850×2250 | 242 | 400 | 600 | φ200 | 55 |
| 1800 | DFB10-AA18-AA | 1800×850×2250 | 285 | 400 | 720 | φ200 | 80 |