

呼び寸法	製品型式	寸法W × D × H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFB12-AA12-BA	750 + 1200 × 850 × 2250	321	400	480	φ200	140
1500	DFB12-AA15-BA	750 + 1500 × 850 × 2250	362	400	600	φ200	220
1800	DFB12-AA18-CA	750 + 1800 × 850 × 2250	450	400	720	φ200	305