

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFC11-AA12-FA	1200×850×2585	256	400	0.40	720	φ200	210
					0.50	900	φ200	320
1500	DFC11-AA15-GA	1500×850×2585	300	400	0.40	920	φ250	200
					0.50	1160	φ250	315
1800	DFC11-AA18-HA	1800×850×2585	349	400	0.40	1120	φ250	275
					0.50	1400	φ250	430

実験の内容により制御風速を選定してください。