

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	運転質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFC15- KA12-RA	600 + 1200 × 850 × 2250	420	400	0.40	720	φ200	245
					0.50	900	φ200	375
1500	DFC15- KA15-RA	600 + 1500 × 850 × 2250	512	400	0.40	920	φ250	310
					0.50	1160	φ250	495
1800	DFC15- KA18-SA	750 + 1800 × 850 × 2250	560	400	0.40	1120	φ250	360
					0.50	1400	φ250	565

実験の内容により制御風速を選定してください。