

| 呼び寸法 | 製品型式 | 寸法W×D×H (mm) | 運転質量 (約kg) | 作業サッシ高さ (mm) | 制御風速 (m/s) | 排気風量 (CMH) | ダクト呼び径 (mm) | 本体静圧 (Pa) |
|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1200 | DFC16-KC12-AA | 1200×1000×2250 | 317 | 400 | 0.40 | 720 | φ200 | 200 |
| | | | | | 0.50 | 900 | φ200 | 300 |
| 1500 | DFC16-KC15-AA | 1500×1000×2250 | 391 | 400 | 0.40 | 920 | φ250 | 180 |
| | | | | | 0.50 | 1160 | φ250 | 260 |
| 1800 | DFC16-KC18-AA | 1800×1000×2250 | 465 | 400 | 0.40 | 1120 | φ250 | 200 |
| | | | | | 0.50 | 1400 | φ250 | 320 |

実験の内容により制御風速を選定してください。