

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFC51 - KA12-AA	1200×850×2250	229	500	0.5	1180	φ250	65
1500	DFC51 - KA15-AA	1500×850×2250	274	500	0.5	1520	φ300	85
1800	DFC51 - KA18-AA	1800×850×2250	323	500	0.5	1850	φ300	120