

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFC55-VC12-AA	1200×1000×2250	220	400	0.5	900	φ200	180
1500	DFC55-VC15-AA	1500×1000×2250	260	400	0.5	1160	φ250	250
1800	DFC55-VC18-AA	1800×1000×2250	310	400	0.5	1400	φ250	330